



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3945.999
Description d'article	Adaptateur de tamis cellulaire, pour tubes de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm et 12 x 75 mm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tubes de 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm et 12 x 75 mm
-----------------	---

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	25
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	25
pièces / carton	200
pièces / pallet	8400
Profondeur du carton	229 mm
Largeur du carton	330 mm
Hauteur du carton	584 mm
Volume du carton	0.0441 cbm
Poids du produit	0.0053 kg
Poids du carton	2 kg
Code EAN de la boîte	4038917415323
Code EAN du carton d'emballage	4038917415316

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

