

Spécification de produit Chambres de culture cellulaire x-well, flacon, sur lame PCA, cadre amovible

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 94.6140.002

Description d'article Chambres de culture cellulaire x-well, flacon, sur lame PCA,

cadre amovible, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine,

non cytotoxique, 6 pièce(s)/blister

Code NACRES NB.13

Caractéristiques du produit

Type de fermeture bouchon à vis Version sur lame PCA

Type cellulaire cellules adhérentes

Nombre de puits 1

Surface de croissance 9 cm²
Volume de travail 4 ml
Cadre amovible oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Chambres de culture cellulaire x-well, flacon, sur lame PCA, cadre amovible

Page 2

Dimensions

Largeur du produit 24 mm Longueur du produit 76 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polycycloalcanes (PCA)

Matériau du cadre Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique

Stérilisation Stérilisation au gaz

Apyrogène oui Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 6

Type d'emballage intérieur blister pièces / boite 6 pièces / carton 96 pièces / pallet 8064 Profondeur du carton intérieur 127 mm

Profondeur du carton intérieur 127 mm
Largeur du carton intérieur 28 mm
Hauteur du carton intérieur 259 mm
Profondeur du carton 275 mm
Largeur du carton 270 mm
Hauteur du carton 255 mm

Volume du carton 0.0189 cbm
Poids du produit 0.0152 kg
Poids du carton 2.44 kg

 Code EAN de la boite
 4038917351935

 Code EAN du carton
 4038917351928

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

