



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6140.102
Description d'article	Chambres de culture cellulaire x-well, 1 puits, sur lame PCA, cadre amovible, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 6 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	sur lame PCA
Type cellulaire	cellules adhérentes
Nombre de puits	1
Surface de croissance	9 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	4 ml
Cadre amovible	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	24 mm
Longueur du produit	76 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycycloalcanes (PCA)
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	6
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	6
pièces / carton	96
pièces / pallet	10368
Profondeur du carton intérieur	127 mm
Largeur du carton intérieur	19 mm
Hauteur du carton intérieur	258 mm
Profondeur du carton	275 mm
Largeur du carton	270 mm
Hauteur du carton	185 mm
Volume du carton	0.0137 cbm
Poids du produit	0.0133 kg
Poids du carton	2.15 kg
Code EAN de la boîte	4038917303231
Code EAN du carton d'emballage	4038917303224

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

