



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 94.6110.024   |
| Description d'article | lumox® multiwell, Plaque de culture cellulaire, avec film de fond, 24 puits, châssis : noir, châssis : PS, pour cellules adhérentes, fond plat, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister |
| Code NACRES           | NB.13   |

### **Caractéristiques du produit**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Type de fermeture     | couvercle coiffant  |
| Version               | avec film de fond   |
| Type cellulaire       | cellules adhérentes |
| Forme du fond         | fond plat           |
| Nombre de puits       | 24                  |
| Surface de croissance | 1.9 cm <sup>2</sup> |
| Volume de travail     | 500 µl - 1.500 µl   |
| Type de récipient     | Plaque              |
| Couleur de codage     | rouge               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Largeur du produit  | 85.48 mm  |
| Hauteur du produit  | 23.4 mm   |
| Longueur du produit | 127.76 mm |

### **Matériau et coloris**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Matériau du produit | lumox®           |
| Matériau du cadre   | Polystyrène (PS) |
| Couleur cadre       | noir             |

### **Pureté et certification**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV                          |
| Label de pureté      | stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique |
| Stérilisation        | Irradiation électronique                                |
| Apyrogène            | oui   |
| Alloti               | oui   |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 20            |
| Type d'emballage intérieur        | blister       |
| pièces / boîte                    | 1             |
| pièces / carton                   | 20            |
| pièces / pallet                   | 1920          |
| Profondeur du carton              | 333 mm        |
| Largeur du carton                 | 303 mm        |
| Hauteur du carton                 | 150 mm        |
| Volume du carton                  | 0.0151 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.065 kg      |
| Poids du carton                   | 1.67 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917255448 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917255431 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

