



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6130.384
Description d'article	lumox® multiwell, Plaque de culture cellulaire, avec film de fond, 384 puits, châssis : noir, châssis : PS, pour cellules adhérentes, fond plat, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Version	avec film de fond
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	fond plat
Nombre de puits	384
Surface de croissance	0.11 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	10 µl - 130 µl
Type de récipient	Plaque
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	85.48 mm
Hauteur du produit	17 mm
Longueur du produit	127.76 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	lumox®
Matériau du cadre	Polystyrène (PS)
Couleur cadre	noir

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	20
pièces / pallet	3360
Profondeur du carton	288 mm
Largeur du carton	218 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0094 cbm
Poids du produit	0.061 kg
Poids du carton	1.52 kg
Code EAN de la boîte	4038917255509
Code EAN du carton d'emballage	4038917255493

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

