



Description d'article

Numéro de commande	90.3100.010
Description d'article	Sarpette® M, monocanal, variable, 0,5 µl - 10 µl, gris, 1 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Volume de travail	0,5 µl - 10 µl
Couleur de codage	gris
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton intérieur	315 mm
Largeur du carton intérieur	90 mm
Hauteur du carton intérieur	30 mm
Poids du produit	0.088 kg
Code EAN de la boîte	4038917936729
Code EAN du carton d'emballage	4038917936736

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

