



Description d'article

Numéro de commande	90.3100.555
Description d'article	Sarpette® M, monocanal, variable, 0,5 ml - 5 ml, violet, 1 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Volume de travail	0,5 ml - 5 ml
Couleur de codage	violet
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton intérieur	246 mm
Largeur du carton intérieur	88 mm
Hauteur du carton intérieur	45 mm
Poids du produit	0.088 kg
Code EAN de la boîte	4038917937146
Code EAN du carton d'emballage	4038917937153

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

