



Description d'article

Numéro de commande	90.3108.010
Description d'article	Sarpette® M, 8 canaux, variable, 0,5 µl - 10 µl, gris, 1 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Volume de travail	0,5 µl - 10 µl
Couleur de codage	gris
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton intérieur	288 mm
Largeur du carton intérieur	150 mm
Hauteur du carton intérieur	28 mm
Poids du produit	0.155 kg
Code EAN de la boîte	4038917937276
Code EAN du carton d'emballage	4038917937283

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

