



## Description d'article

Numéro de commande	90.3108.200
Description d'article	Sarpette® M, 8 canaux, variable, 20 µl - 200 µl, jaune, 1 pièce(s)/carton

## Caractéristiques du produit

Volume de travail	20 µl - 200 µl
Couleur de codage	jaune
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

## Matériau et coloris

Couleur du produit	gris
--------------------	------

## Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Profondeur du carton intérieur	288 mm
Largeur du carton intérieur	150 mm
Hauteur du carton intérieur	28 mm
Poids du produit	0.165 kg
Code EAN de la boîte	4038917937337
Code EAN du carton d'emballage	4038917937344

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

