



Spécification de produit
**Auxiliaire de pipettage, rotatif, capacité de
stockage : 6, pour Pipettes à un canal jusqu'à
1 000 µl, 1 pièce(s)/carton**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	95.1760.200
Description d'article	Auxiliaire de pipettage, rotatif, capacité de stockage : 6, pour Pipettes à un canal jusqu'à 1 000 µl, 1 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Pipettes à un canal jusqu'à 1 000 µl
Capacité de stockage	6

Matériau et coloris

Couleur du produit	blanc/rouge
--------------------	-------------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Auxiliaire de pipettage, rotatif, capacité de
stockage : 6, pour Pipettes à un canal jusqu'à
1 000 µl, 1 pièce(s)/carton**

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	4
pièces / pallet	144
Profondeur du carton intérieur	230 mm
Largeur du carton intérieur	150 mm
Hauteur du carton intérieur	150 mm
Profondeur du carton	360 mm
Largeur du carton	330 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0297 cbm
Poids du produit	0.68 kg
Poids du carton	3.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917937863
Code EAN du carton d'emballage	4038917937870

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT