




Spécification de produit
Pipette de transfert, 1 ml, (L x l) : 115 x 10 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1170.300
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 1 ml, (L x l) : 115 x 10 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 40 µl - 50 µl, 500 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	1 ml
Largeur du produit	10 mm
Longueur du produit	115 mm
Volume des gouttes	40 µl - 50 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transfert, 1 ml, (L x l) : 115 x 10 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 500
pièces / carton 4000
pièces / pallet 156000
Volume du carton 0.0401 cbm
Poids du produit 0.001 kg
Poids du carton 4.55 kg
Code EAN de la boîte 4038917378352
Code EAN du carton
d'emballage 4038917378345

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT