




Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	86.1171.020
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 15 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 35 µl - 55 µl, stérile, 20 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	15 mm
Longueur du produit	155 mm
Volume des gouttes	35 µl - 55 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 4000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 4000
pièces / pallet 64000
Volume du carton 0.1359 cbm
Poids du produit 0.002 kg
Poids du carton 10.18 kg
Code EAN de la boîte 4038917318280
Code EAN du carton 4038917318273
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT