




**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1172.001
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, graduation moulée jusqu'à 1 ml, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.04

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
------------	-----

### **Dimensions**

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	156 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Stérilisation au gaz  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 840  
Type d'emballage intérieur blister  
pièces / boîte 42  
pièces / carton 840  
pièces / pallet 30240  
Profondeur du carton 578 mm  
Largeur du carton 368 mm  
Hauteur du carton 195 mm  
Volume du carton 0.0415 cbm  
Poids du produit 0.0013 kg  
Poids du carton 2.42 kg  
Code EAN de la boîte 4038917126281  
Code EAN du carton d'emballage 4038917020565

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**