



**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1172.300
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, 500 pièce(s)/carton

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
------------	-----

### **Dimensions**

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	156 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-08-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 156 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 56000  
Volume du carton 0.0994 cbm  
Poids du produit 0.0018 kg  
Poids du carton 10 kg  
Code EAN de la boîte 4038917378413  
Code EAN du carton d'emballage 4038917378406

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-08-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**