



Description d'article

Numéro de commande	86.1173.001
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 30 µl - 45 µl, stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Graduation	non
------------	-----

Dimensions

Volume nominal	3.5 ml
Largeur du produit	12.5 mm
Longueur du produit	155 mm
Volume des gouttes	30 µl - 45 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Pipette de transfert, 3,5 ml, (L x l) : 155 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 4000
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 500
pièces / carton 4000
pièces / pallet 64000
Volume du carton 0.1309 cbm
Poids du produit 0.0023 kg
Poids du carton 11.23 kg
Code EAN de la boîte 4038917318341
Code EAN du carton 4038917318334
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT