




**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 6 ml, (L x l) : 146 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1175.300
Description d'article	Pipette de transfert, volume nominal : 6 ml, (L x l) : 146 x 15 mm, matériau : LD-PE, transparent, volume des gouttes : 20 µl - 30 µl, 400 pièce(s)/carton

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
------------	-----

### **Dimensions**

Volume nominal	6 ml
Largeur du produit	15 mm
Longueur du produit	146 mm
Volume des gouttes	20 µl - 30 µl

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Pipette de transfert, 6 ml, (L x l) : 146 x 15 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 400  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 400  
pièces / carton 4000  
pièces / pallet 44800  
Volume du carton 0.0994 cbm  
Poids du produit 0.0018 kg  
Poids du carton 7.95 kg  
Code EAN de la boîte 4038917378536  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917378529

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**