



Description d'article

Numéro de commande	86.1254.025
Description d'article	Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 10 ml, code couleur : orange, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec graduation imprimée
Couleur impression/étiquette	orange/noir
Graduation	oui
Version	avec embout, ouaté
Volume de travail	1 ml - 13 ml
Couleur de codage	orange

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	10 mm
Longueur du produit	335 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 10 ml,
stérile, 25 pièce(s)/sachet**

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile
Stérilisation Radiation gamma
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 25
pièces / carton 500
pièces / pallet 27000
Profondeur du carton 413 mm
Largeur du carton 250 mm
Hauteur du carton 270 mm
Volume du carton 0.0279 cbm
Poids du produit 0.0091 kg
Poids du carton 5.26 kg
Code EAN de la boîte 4038917127318
Code EAN du carton
d'emballage 4038917021135

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT