



Description d'article

Numéro de commande	70.1181
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 000 µl, transparent, compatible avec pipettes MLA, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	pipettes MLA
Volume de travail	1.000 µl
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Volume max.	1000 µl
Longueur du produit	86 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	5000
pièces / pallet	180000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm
Poids du produit	0.0007 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Pointe de pipette, 1.000 µl, transparent, 250
pièce(s)/sachet

Page 2

Poids du carton	4.41 kg
Code EAN de la boîte	4038917085656
Code EAN du carton d'emballage	4038917004299

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT