



Description d'article

Numéro de commande	70.1183.002
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 5 ml, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Eppendorf, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	Eppendorf
Volume de travail	5 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Pointe de pipette, 5 ml, transparent, 250
pièce(s)/sachet

Page 2

Dimensions

Volume max. 5 ml
Longueur du produit 123 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 250
pièces / carton 2500
pièces / pallet 25000
Profondeur du carton 298 mm
Largeur du carton 464 mm
Hauteur du carton 698 mm
Volume du carton 0.0966 cbm
Poids du produit 0.0026 kg
Poids du carton 7.3 kg
Code EAN de la boîte 4038917126458
Code EAN du carton d'emballage 4038917574594

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT