


# Spécification de produit Pointe de pipette, 5 ml, transparent, 50 pièce(s)/boîte

Page 1



#### **Description d'article**

Numéro de commande 70.1183.102

Description d'article Pointe de pipette, volume de travail : 5 ml, transparent,

bagues de niveau de remplissage, compatible avec

Eppendorf, 50 pièce(s)/boîte

Code NACRES NB.02

### Caractéristiques du produit

Graduation oui

Compatible avec Eppendorf

Volume de travail 5 ml Filtre non Possibilité d'autoclavage (°C 121 °C

max.)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.







## Spécification de produit Pointe de pipette, 5 ml, transparent, 50 pièce(s)/boîte

#### **Dimensions**

Volume max. 5 ml Longueur du produit 123 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

500 Minimum order qty. Type d'emballage intérieur boîte pièces / boite 50 pièces / carton 500 pièces / pallet 16500 Profondeur du carton 165 mm Largeur du carton 311 mm Hauteur du carton 610 mm Volume du carton 0.0313 cbm Poids du produit 0.0065 kg Poids du carton 3.7 kg

 Code EAN de la boite
 4038917126472

 Code EAN du carton
 4038917080477

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

