



Description d'article

Numéro de commande	70.1186
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 384 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.250 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	1250 µl
Longueur du produit	103 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	3840
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	384
pièces / carton	3840
pièces / pallet	134400
Profondeur du carton	347 mm
Largeur du carton	258 mm
Hauteur du carton	443 mm
Volume du carton	0.0397 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	4.57 kg
Code EAN de la boîte	4038917225236
Code EAN du carton d'emballage	4038917225229

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

