



Description d'article

Numéro de commande	70.1186.100
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.250 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	1250 µl
Longueur du produit	103 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3840
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	96
pièces / carton	3840
pièces / pallet	46080
Profondeur du carton	264 mm
Largeur du carton	475 mm
Hauteur du carton	500 mm
Volume du carton	0.0627 cbm
Poids du produit	0.0022 kg
Poids du carton	9.05 kg
Code EAN de la boîte	4038917126489
Code EAN du carton	4038917080347
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

