



Description d'article

Numéro de commande	70.1186.200
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 1 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® , compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	1.250 µl
Filtre	non
Couleur de codage	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	1250 µl
Longueur du produit	103 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	Biosphere®
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	768
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	96
pièces / carton	768
pièces / pallet	79872
Profondeur du carton	270 mm
Largeur du carton	121 mm
Hauteur du carton	413 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	2 kg
Code EAN de la boîte	4038917160377
Code EAN du carton d'emballage	4038917160360

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

