



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.1187.001
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 10 ml, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires
Volume de travail	10 ml
Filtre	non
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	10 ml
Longueur du produit	160.8 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton	467 mm
Largeur du carton	289 mm
Hauteur du carton	387 mm
Volume du carton	0.0522 cbm
Poids du produit	0.0038 kg
Poids du carton	6.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917574617
Code EAN du carton	4038917574600
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

