



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 70.1187.101 |
| Description d'article | Pointe de pipette, volume de travail : 10 ml, transparent, bagues de niveau de remplissage, compatible avec Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires, 25 pièce(s)/boîte |
| Code NACRES | NB.02 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Graduation | oui |
| Compatible avec | Eppendorf, Gilson, Brand et modèles similaires |
| Volume de travail | 10 ml |
| Filtre | non |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|----------|
| Volume max. | 10 ml |
| Longueur du produit | 160.8 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 250 |
| Type d'emballage intérieur | boîte |
| pièces / boîte | 25 |
| pièces / carton | 250 |
| pièces / pallet | 7500 |
| Profondeur du carton | 305 mm |
| Largeur du carton | 178 mm |
| Hauteur du carton | 610 mm |
| Volume du carton | 0.033 cbm |
| Poids du produit | 0.0125 kg |
| Poids du carton | 3.63 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917126526 |
| Code EAN du carton | 4038917080422 |
| d'emballage | |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

