



Description d'article

Numéro de commande	70.1189.215
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 200 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® , compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson et Finnpiquette et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson et Finnpiquette et modèles similaires
Volume de travail	200 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	200 µl
Longueur du produit	77 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du filtre	Polyéthylène (PE)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	Biosphere®
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	960
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	96
pièces / carton	960
pièces / pallet	120960
Profondeur du carton	241 mm
Largeur du carton	89 mm
Hauteur du carton	406 mm
Volume du carton	0.0087 cbm
Poids du produit	0.0014 kg
Poids du carton	1.94 kg
Code EAN de la boîte	4038917314589
Code EAN du carton d'emballage	4038917314572

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

