



Description d'article

Numéro de commande	70.1193.150
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 1 000 µl, noir, compatible avec application sur des dispositifs SARSTEDT IVARO AP, 480 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Compatible avec	application sur des dispositifs SARSTEDT IVARO AP
Volume de travail	1.000 µl
Filtre	oui

Dimensions

Volume max.	1000 µl
Longueur du produit	95 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	noir

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	Fournisseur CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	3840
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	3840
pièces / carton	3840
pièces / pallet	61440
Profondeur du carton	563 mm
Largeur du carton	343 mm
Hauteur du carton	500 mm
Volume du carton	0.0966 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	7.9 kg
Code EAN de la boîte	4038917434768

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Pointe avec filtre, 1.000 µl, noir, 480
pièce(s)/blister

Page 2

Code EAN du carton
d'emballage

4038917434751

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT