



Description d'article

Numéro de commande	70.3020.375
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 20 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/SingleRefill

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette et Brand et modèles similaires
Volume de travail	20 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	gris

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	20 µl
Longueur du produit	46 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau du filtre	Polyéthylène (PE)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	SingleRefill
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	115200
Profondeur du carton intérieur	291 mm
Largeur du carton intérieur	105 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	437 mm
Largeur du carton	307 mm
Hauteur du carton	170 mm
Volume du carton	0.0228 cbm
Poids du produit	0.0007 kg
Poids du carton	5.16 kg
Code EAN de la boîte	4038917894340
Code EAN du carton d'emballage	4038917894357

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

