



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 70.3030.275   |
| Description d'article | Pointe avec filtre, volume de travail : 100 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte |

### **Caractéristiques du produit**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Graduation                          | oui  |
| Compatible avec                     | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail                   | 100 µl   |
| Filtre                              | oui  |
| Couleur de codage                   | jaune  |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C   |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volume max.         | 100 µl |
| Longueur du produit | 51 mm  |

### **Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |
| Matériau du filtre  | Polyéthylène (PE)  |

### **Pureté et certification**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE          | CE                      |
| Label de pureté      | Biosphere® plus         |
| Stérilisation        | Stérilisation au gaz    |
| Alloti               | oui                     |

### **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1920          |
| Type d'emballage intérieur     | boîte         |
| pièces / boîte                 | 480           |
| pièces / carton                | 1920          |
| pièces / pallet                | 96000         |
| Profondeur du carton intérieur | 330 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 111 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 148 mm        |
| Profondeur du carton           | 348 mm        |
| Largeur du carton              | 325 mm        |
| Hauteur du carton              | 245 mm        |
| Volume du carton               | 0.0277 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0011 kg     |
| Poids du carton                | 5.16 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917846165 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917846172 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

