



### **Description d'article**

Numéro de commande	70.3031
Description d'article	Pointe de pipette, volume de travail : 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.02

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpiquette, Biohit et Brand et modèles similaires
Volume de travail	250 µl
Filtre	non
Couleur de codage	jaune
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	250 µl
Longueur du produit	51 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	480000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0315 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	3.39 kg
Code EAN de la boîte	4038917526029
Code EAN du carton d'emballage	4038917526012

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

