



### **Description d'article**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 70.3031.210  |
| Description d'article | Pointe de pipette, volume de travail : 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte |

### **Caractéristiques du produit**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Graduation                          | oui   |
| Compatible avec                     | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail                   | 250 µl  |
| Filtre                              | non   |
| Couleur de codage                   | jaune   |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C  |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Pointe de pipette, 250 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 96**  
**pièce(s)/boîte**

**Page 2**

### **Dimensions**

Volume max. 250 µl  
Longueur du produit 51 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté PCR Performance Tested  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1920  
Type d'emballage intérieur boîte  
pièces / boîte 480  
pièces / carton 1920  
pièces / pallet 96000  
Profondeur du carton intérieur 348 mm  
Largeur du carton intérieur 129 mm  
Hauteur du carton intérieur 166 mm  
Profondeur du carton 348 mm  
Largeur du carton 325 mm  
Hauteur du carton 245 mm  
Volume du carton 0.0277 cbm  
Poids du produit 0.0011 kg  
Poids du carton 5.16 kg  
Code EAN de la boîte 4038917845762  
Code EAN du carton d'emballage 4038917845779

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**