




### Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 70.3040.255                                                                                                                                                                                                                    |
| Description d'article | Pointe avec filtre, volume de travail : 300 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson et Finnpipette et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte |
| Code NACRES           | NB.02                                                                                                                                                                                                                          |

### Caractéristiques du produit

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Graduation        | oui                                                                          |
| Compatible avec   | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson et Finnpipette et modèles similaires |
| Volume de travail | 300 µl                                                                       |
| Filtre            | oui                                                                          |
| Couleur de codage | orange                                                                       |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volume max.         | 300 µl |
| Diamètre            | 7 mm   |
| Longueur du produit | 60 mm  |

## **Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |

## **Pureté et certification**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit     | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certificat de conformité | oui                     |
| Certifié CE              | CE                      |
| Label de pureté          | Biosphere® plus         |
| Stérilisation            | Stérilisation au gaz    |
| Apyrogène                | oui                     |
| Alloti                   | oui                     |

## **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1920          |
| Type d'emballage intérieur     | boîte         |
| pièces / boîte                 | 480           |
| pièces / carton                | 1920          |
| pièces / pallet                | 61440         |
| Profondeur du carton intérieur | 530 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 111 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 148 mm        |
| Profondeur du carton           | 547 mm        |
| Largeur du carton              | 325 mm        |
| Hauteur du carton              | 245 mm        |
| Volume du carton               | 0.0436 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0014 kg     |
| Poids du carton                | 4.13 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917433372 |
| Code EAN du carton             | 4038917433365 |
| d'emballage                    |               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

