



Description d'article

Numéro de commande	70.3040.355
Description d'article	Pointe avec filtre, volume de travail : 300 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, Biosphere® plus, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson et Finnpiquette et modèles similaires, 96 pièce(s)/SingleRefill
Code NACRES	NB.02

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Compatible avec	SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson et Finnpiquette et modèles similaires
Volume de travail	300 µl
Filtre	oui
Couleur de codage	orange

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	300 µl
Diamètre	7 mm
Longueur du produit	60 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certificat de conformité	oui
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1920
Type d'emballage intérieur	SingleRefill
pièces / boîte	480
pièces / carton	1920
pièces / pallet	96000
Profondeur du carton intérieur	333 mm
Largeur du carton intérieur	105 mm
Hauteur du carton intérieur	148 mm
Profondeur du carton	437 mm
Largeur du carton	351 mm
Hauteur du carton	172 mm
Volume du carton	0.0264 cbm
Poids du produit	0.0009 kg
Poids du carton	2.81 kg
Code EAN de la boîte	4038917433198
Code EAN du carton d'emballage	4038917433181

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

