



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 70.3050.210 |
| Description d'article | Pointe de pipette, volume de travail : 1 000 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 96 pièce(s)/boîte |
| Code NACRES | NB.02 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Graduation | oui |
| Compatible avec | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail | 1.000 µl |
| Filtre | non |
| Couleur de codage | bleu |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Pointe de pipette, 1.000 µl, transparent, PCR
Performance Tested, Low Retention, 96
pièce(s)/boîte

Page 2

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Volume max. | 1000 µl |
| Diamètre | 9 mm |
| Longueur du produit | 72 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |

Pureté et certification

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certificat de conformité | oui |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | PCR Performance Tested |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1920 |
| Type d'emballage intérieur | boîte |
| pièces / boîte | 480 |
| pièces / carton | 1920 |
| pièces / pallet | 61440 |
| Profondeur du carton intérieur | 530 mm |
| Largeur du carton intérieur | 111 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 148 mm |
| Profondeur du carton | 547 mm |
| Largeur du carton | 325 mm |
| Hauteur du carton | 245 mm |
| Volume du carton | 0.0436 cbm |
| Poids du produit | 0.0018 kg |
| Poids du carton | 4.95 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917424721 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917424714 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT