




### **Description d'article**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 70.3060.110                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description d'article | Pointe de pipette, volume de travail : 1 250 µl, transparent, bagues de niveau de remplissage, PCR Performance Tested, Low Retention, compatible avec SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires, 480 pièce(s)/StackPack |
| Code NACRES           | NB.02                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### **Caractéristiques du produit**

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graduation        | oui                                                                                         |
| Compatible avec   | SARSTEDT Sarpette® M, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit et Brand et modèles similaires |
| Volume de travail | 1.250 µl                                                                                    |
| Filtre            | non                                                                                         |
| Couleur de codage | bleu                                                                                        |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Pointe de pipette, 1.250 µl, transparent, PCR**  
**Performance Tested, Low Retention, 480**  
**pièce(s)/StackPack**

**Page 2**

**Dimensions**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Volume max.         | 1250 µl |
| Diamètre            | 9 mm    |
| Longueur du produit | 90 mm   |

**Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | transparent        |

**Pureté et certification**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Catégorie de produit     | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certificat de conformité | oui                     |
| Certifié CE              | CE                      |
| Label de pureté          | PCR Performance Tested  |
| Alloti                   | oui                     |

**Conditionnement**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Minimum order qty.         | 1920          |
| Type d'emballage intérieur | StackPack     |
| pièces / boîte             | 1920          |
| pièces / carton            | 1920          |
| pièces / pallet            | 184320        |
| Profondeur du carton       | 290 mm        |
| Largeur du carton          | 267 mm        |
| Hauteur du carton          | 225 mm        |
| Volume du carton           | 0.0174 cbm    |
| Poids du produit           | 0.0013 kg     |
| Poids du carton            | 2.97 kg       |
| Code EAN de la boîte       | 4038917432238 |
| Code EAN du carton         | 4038917432221 |
| d'emballage                |               |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**