



## Description d'article

Numéro de commande	80.629
Description d'article	Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec membrane de ventilation, avec étiquette papier, traité ETO, ISO 18385, Séchage passif, longueur de tige : 93 mm, matériau de tige : PS, tête d'écouvillon rond, matériau d'écouvillon : viscose, tube : PP, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

## Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Bouchon	Bouchon à vis avec logement pour tampon absorbant
Type de fermeture	bouchon à vis
Version	dans le tube avec membrane de ventilation
Domaine d'application	Prélèvement d'échantillons de médecine légale

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## **Dimensions**

Largeur du produit	18 mm
Longueur du produit	107 mm
Longueur avec bouchon	106.8 mm
Longueur sans bouchon	90 mm
Longueur avec bouchon et tige	94 mm
Longueur de la tige du tampon	93 mm

## **Matériau et coloris**

Couleur du produit	multicolore
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de l'embout	viscose
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

## **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	ISO 18385
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	traité ETO
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

## **Conditionnement**

Minimum order qty.	800
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	800
pièces / pallet	20000
Profondeur du carton intérieur	211 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	437 mm
Largeur du carton	363 mm
Hauteur du carton	335 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec**  
**membrane de ventilation, ISO 18385, 93 mm,**  
**viscose**

**Page 3**

Volume du carton	0.0531 cbm
Poids du produit	0.0067 kg
Poids du carton	7.43 kg
Code EAN de la boîte	4038917264686
Code EAN du carton d'emballage	4038917428934

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**