



Description d'article

Numéro de commande	80.634
Description d'article	Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec membrane de ventilation, avec étiquette de sécurité, traité ETO, ISO 18385, Séchage passif, longueur de tige : 125 mm, matériau de tige : PS, tête d'écouvillon rond, matériau d'écouvillon : viscose, tube : PP, 50 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette de sécurité
Bouchon	Bouchon avec logement pour tampon absorbant
Type de fermeture	bouchon pression
Version	dans le tube avec membrane de ventilation
Domaine d'application	Prélèvement d'échantillons de médecine légale

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Longueur du produit	175 mm
Longueur sans bouchon	150 mm
Longueur de la tige du tampon	125 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de l'embout	viscose
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	ISO 18385
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	traité ETO
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	33000
Profondeur du carton intérieur	181 mm
Largeur du carton intérieur	97 mm
Hauteur du carton intérieur	98 mm
Profondeur du carton	498 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	115 mm
Volume du carton	0.0214 cbm
Poids du produit	0.0072 kg
Poids du carton	4.41 kg
Code EAN de la boîte	4038917276702

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Écouvillon médico-légal, rond, dans le tube avec
membrane de ventilation, ISO 18385, 125 mm,
viscose

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917276696

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT