



Description d'article

Numéro de commande	92.180.618
Description d'article	Plateau rotor, pour 36 tubes jusqu'à 15 mm Ø, pour SARMIX® M 2000, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.73

Caractéristiques du produit

Compatible avec	SARMIX® M 2000
Capacité de stockage	36

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
pièces / pallet	10

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Plateau rotor, pour 36 tubes jusqu'à 15 mm Ø,
pour SARMIX® M 2000

Page 2

Profondeur du carton	350 mm
Largeur du carton	240 mm
Hauteur du carton	150 mm
Volume du carton	0.0126 cbm
Poids du produit	0.2108 kg
Poids du carton	2.31 kg
Code EAN de la boîte	4038917309561
Code EAN du carton d'emballage	4038917309554

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT