



### **Description d'article**

Numéro de commande	90.180.200
Description d'article	SARMIX® SM1, Agitateur pivotant, tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz - 60 Hz, pour ambulance, cabinet et laboratoire, avec prise UE
Code NACRES	NB.73

### **Caractéristiques du produit**

Version	prise UE
Compatible avec	ambulance, cabinet et laboratoire
Consommation d'énergie en fonctionnement	4 W
Fréquence	50 Hz - 60 Hz

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**SARMIX® SM1, Agitateur pivotant, 230 V, 50 Hz -  
60 Hz, pour ambulance, cabinet et laboratoire,  
avec prise UE**

**Page 2**

**Dimensions**

Largeur du produit 335 mm  
Longueur du produit 189 mm

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Certifié CE CE  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 1  
pièces / pallet 1  
Volume du carton 0.0139 cbm  
Poids du produit 2.2 kg  
Poids du carton 2.8 kg  
Code EAN de la boîte 4038917101868  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917008549

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**