



### Description d'article

Numéro de commande	86.1562.010
Description d'article	Ensemenceur, volume de recueil : 10 µl, matériau : PS, bleu, stérile, 10 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

### Dimensions

Largeur du produit	6 mm
Longueur du produit	200 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	bleu

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	132000
Profondeur du carton intérieur	216 mm
Largeur du carton intérieur	161 mm
Hauteur du carton intérieur	101 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0092 cbm
Poids du produit	0.0012 kg
Poids du carton	1.79 kg
Code EAN de la boîte	4038917130875
Code EAN du carton d'emballage	4038917023337

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

