



Description d'article

Numéro de commande	86.1568.050
Description d'article	Aiguilles d'inoculation, matériau : PS, orange, stérile, 50 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.14

Dimensions

Largeur du produit	4 mm
Longueur du produit	197 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	orange

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	264000
Profondeur du carton intérieur	216 mm
Largeur du carton intérieur	161 mm
Hauteur du carton intérieur	101 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0092 cbm
Poids du produit	0.0012 kg
Poids du carton	2.79 kg
Code EAN de la boîte	4038917130974
Code EAN du carton d'emballage	4038917023542

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

