



**Spécification de produit**  
**DishRack, hauteur : 370 mm, jaune, pour 88**  
**boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.1646.002
Description d'article	DishRack, hauteur : 370 mm, matériau : PC, jaune, pour 88 boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Capacité de stockage	88
----------------------	----

### **Dimensions**

Hauteur du produit	370 mm
--------------------	--------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**DishRack, hauteur : 370 mm, jaune, pour 88**  
**boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

**Conditionnement**

Minimum order qty.              1  
Type d'emballage intérieur      carton  
pièces / boîte                      1  
pièces / carton                      1  
pièces / pallet                      108  
Profondeur du carton              383 mm  
Largeur du carton                  193 mm  
Hauteur du carton                  190 mm  
Volume du carton                  0.014 cbm  
Poids du produit                    1.086 kg  
Poids du carton                    1.35 kg  
Code EAN de la boîte              4038917132565  
Code EAN du carton  
d'emballage                          4038917030472

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**