



Description d'article

Numéro de commande	93.1646.003
Description d'article	DishRack, hauteur : 370 mm, matériau : PC, bleu, pour 88 boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Capacité de stockage	88
----------------------	----

Dimensions

Hauteur du produit	370 mm
--------------------	--------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 108
Profondeur du carton 383 mm
Largeur du carton 193 mm
Hauteur du carton 190 mm
Volume du carton 0.014 cbm
Poids du produit 0.536 kg
Poids du carton 0.8 kg
Code EAN de la boîte 4038917132572
Code EAN du carton
d'emballage 4038917030489

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

