



Spécification de produit
DishRack, hauteur : 240 mm, rouge, pour 52
boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	93.1647.001
Description d'article	DishRack, hauteur : 240 mm, matériau : PC, rouge, pour 52 boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Capacité de stockage	52
----------------------	----

Dimensions

Hauteur du produit	240 mm
--------------------	--------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
DishRack, hauteur : 240 mm, rouge, pour 52
boîtes de Petri jusqu'à 92 mm Ø

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 1
pièces / pallet 162
Profondeur du carton 253 mm
Largeur du carton 193 mm
Hauteur du carton 190 mm
Volume du carton 0.0093 cbm
Poids du produit 0.617 kg
Poids du carton 0.8 kg
Code EAN de la boîte 4038917132602
Code EAN du carton
d'emballage 4038917030519

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT