



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.1647.050
Description d'article	Lèvre de maintien en silicone, pour DishRack 50, longueur : 240 mm, matériau : silicone, translucide, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	DishRack 50
-----------------	-------------

### **Dimensions**

Largeur du produit	65 mm
Longueur du produit	240 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	silicone
Couleur du produit	translucide

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti    non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                      1  
Type d'emballage intérieur              sachet  
pièces / boîte                              1  
pièces / carton                              30  
pièces / pallet                              4860  
Profondeur du carton                      253 mm  
Largeur du carton                          193 mm  
Hauteur du carton                          190 mm  
Volume du carton                          0.0093 cbm  
Poids du produit                            0.0606 kg  
Poids du carton                              2 kg  
Code EAN de la boîte                      4038917132640  
Code EAN du carton                      4038917040648  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

