



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.1135.500
Description d'article	Boîte de Pétri, (Ø x h) : 35 x 10 mm, matériau : PS, transparent, avec ergots de ventilation, stérile, 20 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	oui

### **Dimensions**

Volume max.	10 ml
Diamètre	35 mm
Hauteur du produit	10 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	20
pièces / carton	500
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	322 mm
Largeur du carton	257 mm
Hauteur du carton	245 mm
Volume du carton	0.0203 cbm
Poids du produit	0.0036 kg
Poids du carton	2.33 kg
Code EAN de la boîte	4038917347839
Code EAN du carton d'emballage	4038917365772

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

