



Description d'article

Numéro de commande	82.1184.500
Description d'article	Boîte de Pétri, (Ø x h) : 150 x 20 mm, matériau : PS, transparent, avec ergots de ventilation, stérile, 10 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	oui

Dimensions

Volume max.	275 ml
Diamètre	150 mm
Hauteur du produit	20 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	10
pièces / carton	100
pièces / pallet	1800
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	540 mm
Volume du carton	0.0766 cbm
Poids du produit	0.0524 kg
Poids du carton	6.81 kg
Code EAN de la boîte	4038917347860
Code EAN du carton d'emballage	4038917347853

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

