



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.1194.500
Description d'article	Boîte de Pétri, (Ø x h) : 60 x 15 mm, matériau : PS, transparent, avec ergots de ventilation, stérile, 20 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	oui

### **Dimensions**

Volume max.	30 ml
Diamètre	60 mm
Hauteur du produit	15 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	20
pièces / carton	500
pièces / pallet	12000
Profondeur du carton	317 mm
Largeur du carton	317 mm
Hauteur du carton	365 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.0074 kg
Poids du carton	4.49 kg
Code EAN de la boîte	4038917347891
Code EAN du carton	4038917347884
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

