



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 82.1195   |
| Description d'article | Boîte de Pétri, (Ø x h) : 92 x 16 mm, matériau : PS, transparent, 2 parties, avec ergots de ventilation, 20 pièce(s)/sachet tubulaire |
| Code NACRES           | NB.14   |

### **Caractéristiques du produit**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Température minimale  | 0 °C  |
| Température maximale  | 80 °C |
| Ergots de ventilation | oui   |

### **Dimensions**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Volume max.        | 60 ml |
| Diamètre           | 92 mm |
| Hauteur du produit | 16 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Matériau du produit | Polystyrène (PS) |
| Couleur du produit  | transparent      |

### **Pureté et certification**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit         | Aucun dispositif médical   DIV |
| Sans latex                   | oui                            |
| Fiche de données de sécurité | non                            |
| Alloti                       | oui                            |

### **Conditionnement**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Minimum order qty.                | 480              |
| Type d'emballage intérieur        | sachet tubulaire |
| pièces / boîte                    | 480              |
| pièces / carton                   | 480              |
| pièces / pallet                   | 9600             |
| Profondeur du carton              | 584 mm           |
| Largeur du carton                 | 387 mm           |
| Hauteur du carton                 | 360 mm           |
| Volume du carton                  | 0.0814 cbm       |
| Poids du produit                  | 0.0163 kg        |
| Poids du carton                   | 8.93 kg          |
| Code EAN de la boîte              | 4038917085700    |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917004336    |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

