



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.1472
Description d'article	Boîte de Pétri, (Ø x h) : 92 x 16 mm, matériau : PS, transparent, sans ergot de ventilation, 20 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	non

### **Dimensions**

Volume max.	80 ml
Diamètre	92 mm
Hauteur du produit	16 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	480
pièces / carton	480
pièces / pallet	9600
Profondeur du carton	584 mm
Largeur du carton	387 mm
Hauteur du carton	360 mm
Volume du carton	0.0814 cbm
Poids du produit	0.0168 kg
Poids du carton	9.18 kg
Code EAN de la boîte	4038917086721
Code EAN du carton	4038917005258
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

